


# クリーンバイアル 瓶

液体用ガラス樹脂容器
錠剤・粉末用ガラス樹脂容器
チューブ
<b>バイアル瓶</b>
小型～大型汎用瓶
スポイト瓶 スプレー瓶
アロマ向け容器 スポイト対応容器
クリーム容器
計量容器類
ピペット
収納ホルダー
部品類
特性表



## 4 バイアル瓶

バイアル瓶 P104
スリムバイアル瓶 P105
広口バイアル瓶 P109
<b>クリーンバイアル瓶 P110</b>
バイアレックスバイアル瓶 P111
ハンドキャップ P112
シールキャップ P113
バイアル巻締機 P116
シリンジバイアル P118
バキュームバイアル P120
サンプラーバイアル P122
マイクロバイアルMVS P123
クロマトチューブ P124
DNチューブ P125
PET-Vバイアル P126
ホールPET-Vバイアル P127
マイクロバイアルOMV P128
MVバイアル P130
デイスボサンプラー P131
アンブル管 P132
ニューアンブルカッター P132
アンブルカッターBタイプ P132
凍結アンブル P133
試料管 P133
アンブル閉鎖器 P134
フローワー P134



### クリーンバイアル瓶(硼珪酸ガラス 日本電気硝子製) 受注生産品

	コード	型番	容量 (mL)	A (mm)	B (mm)	受注最低ロット (ケース入数)	本体価格
透明	0106-42	VC-1W	3	18.0	33.0	3,600 (1,800本×2ケース)	¥ 72
	0106-43	VC-2W	5	23.0	35.0	2,204 (1,104本×2ケース)	¥ 88
	0106-44	VC-3W	10	24.3	46.5	1,776 (888本×2ケース)	¥ 100
	0106-45	VC-4W	15	27.0	53.0	1,040 (520本×2ケース)	¥ 130
	0106-46	VC-5W	20	30.0	60.0	1,040 (520本×2ケース)	¥ 152
	0106-47	VC-6W	30	33.0	63.0	800 (400本×2ケース)	¥ 172
	0106-48	VC-7W	50	40.5	78.5	480 (240本×2ケース)	¥ 302
	0106-49	VC-8W	100	40.5	128.0	480 (120本×4ケース)	¥ 386
褐色	0106-62	VC-1A	3	18.0	33.0	3,600 (1,800本×2ケース)	¥ 76
	0106-63	VC-2A	5	23.0	35.0	2,208 (1,104本×2ケース)	¥ 92
	0106-64	VC-3A	10	24.3	46.5	1,776 (888本×2ケース)	¥ 102
	0106-65	VC-4A	15	27.0	53.0	1,040 (520本×2ケース)	¥ 134
	0106-66	VC-5A	20	30.0	60.0	1,040 (520本×2ケース)	¥ 156
	0106-67	VC-6A	30	33.0	63.0	800 (400本×2ケース)	¥ 174
	0106-68	VC-7A	50	40.5	78.5	480 (240本×2ケース)	¥ 314
	0106-69	VC-8A	100	40.5	128.0	480 (120本×4ケース)	¥ 404

※ご注文は受注最低ロット、かつケース単位でお願いします。  
 ※納期についてはお問い合わせ下さい。  
 ※対応アルミシール・ゴム栓はP.106・P.107をご参照下さい。

### 洗浄加工の目的

#### 付着異物の除去



- 容器製造時の環境に由来する浮遊粉塵が多く付着しています。
- 容器は一般的には段ボールに収納されており端部から発生する紙粉や紙片が付着・混入しています。

#### 反応生成異物の除去



- ソーダ石灰ガラスでは保管条件によりブルーム(空気中の炭酸ガスと容器のNaイオンが反応し容器内面が白くなる現象)がみられることがあります。
- ブルームはエアー洗浄では除去できません。

#### キズ等の除去 キズ・カケ・割れ、練り込み異物




- 容器の欠陥は製品品質に大きく影響します。
- 事前の排除により検査工程数の削減に寄与します。

# バイアレックス™ (VIALEX®) バイアル瓶



バイアレックス バイアル瓶 透明



## バイアレックス™ (VIALEX®) バイアル瓶 透明 (硼珪酸ガラス 日本電気硝子製)

コード	型番	容量 (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ケース入数 (本数)	本体単価
0519-03	VR-3	3	18.0	33.0	9.1	130	¥ 110
0519-05	VR-5	5	22.0	40.0	12.5	88	¥ 112
0519-10	VR-10	10	24.3	46.5	12.5	75	¥ 114

※VR-3 口径15φ、VR-5,10 口径20φ

※ご使用の際には、別途バイアルゴム栓、アルミシール、締め機が必要となります。

※対応アルミシール・ゴム栓はP.106・P.107をご参照下さい。

※本製品は、ホウケイ酸ガラス製品特有の加工時に発生するアルカリ等を、特殊加工により最大限低減させ薬液への溶出を低減した商品となっております。

(製造：ニプロ株式会社 特許：国際公開番号 WO 2006/123621)

※詳細な資料につきましては、下記QRコードよりアクセスしていただきますと、ご覧いただけます。

※QRコードはの読み取りは、QRコード対応機種に限られます。

QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

※傷、汚れ、破損、光の反射などによっては読み取れない場合があります。

縮機 ▶ P.112~P.116



液体用ガラス樹脂容器
錠剤・粉末用ガラス樹脂容器
チューブ
<b>バイアル瓶</b>
小型～大型 汎用瓶
スボイド瓶 スプレー瓶
アロマ向け容器 スボイド対応容器
クリーム容器
計量容器類
ピペット
収納ホルダー
部品類
特性表

## 4 バイアル瓶

バイアル瓶	P104
スリム バイアル瓶	P105
広口バイアル瓶	P109
クリーン バイアル瓶	P110
<b>バイアレックス バイアル瓶</b>	<b>P111</b>
ハンド キャップ	P112
シール キャップ	P113
バイアル巻縛機	P116
シリジ バイアル	P118
バキューム バイアル	P120
サンプラー バイアル	P122
マイクロバイアル MVS	P123
クロマト チューブ	P124
DNチューブ	P125
PET-Vバイアル	P126
ホールPET-V バイアル	P127
マイクロバイアル QMV	P128
MVバイアル	P130
ディスボ サンプラー	P131
アンプル管	P132
ニューアンプル カッター	P132
アンプルカッター Bタイプ	P132
凍結アンプル	P133
試料管	P133
アンプル閉塞器	P134
プロワー	P134